

성균관대학교 공동기기원에서 FT-IR 및 Raman 분석 후 제공되는 **dpt.확장자**의 결과파일은 **Excel엑셀에서 open하시면, x·y좌표 수치화** 되어 Origin 등 활용 가능하신 raw data 입니다.

만약, 수치가 A열에 합쳐 나올 경우 텍스트 마법사 기능을 사용하면 됩니다.

◎ 텍스트마법사 → 구분기호로 분리됨 → 다음 → 구분 기호 (쉼표 선택) → 마침
--

아울러, BRUKER사의 OPUS viewer 프로그램을
고객지원-자료실 에서 다운 받으실 수 있습니다.
OPUS에서 호환 가능한 raw data를 원하시면 분석전에 요청 해주십시오.

감사합니다.

※ 문의: 031.299.6743 분광분석실 강성희

